УТВЕРЖДАЮ Руководитель ОСиЛ 3АО «Компания 🥒 «Интермедсервис»

> Е. С. Чекова Дея 2011 г.

монитор фетальный FM-20 Руководство по эксплуатации

Собственная информация компании

Информация и описания, содержащиеся в данной инструкции, являются собственностью компании «Mediana Corporation». Их нельзя копировать, воспроизводить, рассылать или распространять без письменного прямо выраженного разрешения от компании «Mediana Corporation».

Считается, что информация, предоставленная компанией «Mediana Corporation», является точной и достоверной. Тем не менее, компания «Mediana» не несёт ответственности за её использование или за любое нарушение патентов или других прав третьих лиц в результате её использования. Компания «Mediana» не предоставляет лицензии подразумеваемым или иным способом по какому-либо патенту или патентным правам.

16-400823 Издание 00A7151-0 Август 2009 г.

Авторское право © «Mediana Corporation» 2009 г. Авторские права защищены.

Wonju Medical Industry Park, 1650-1 Donghwa-ri, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, Корея

Телефон: +82 33 742 5400 Факс: +82 33 742 5498

P/N: OPM (FM20) EN www.mediana.co.kr Rev. 00 (2009.07.01)

Содержание

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
1.1 Инструкции по безопасной работе и применению монитора фетального FM20	4
1.2 Предостережения	5
1.3 Предупреждения	5
1.4 Толкование символов	8
2. ВВЕДЕНИЕ 2.1 Общая информация	9
2.1 Общая информация	9
2.2 Краткое описание аппарата	9
2.3 Назначение аппарата	9
2.4 Характеристики продукта	9
2.5 Опции и принадлежности	10
3. УСТАНОВКА	11
3. УСТАНОВКА	11
3.2 Описание левой панели	12
3.2 Описание левой панели	12
3.4 Включение	13
3.5 Шнуры для пациента	13
3.6 Кабель маркера событий	13
	10
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОНИТОРА ФЕТАЛЬНОГО FM20	14
4.1 Дисплей монитора FM20	14
4.1.1 Графа режима	15
4.1.2 Графа цифрового изображения частоты сердечных сокращений	15
4.1.3 Графа диаграммы частоты сердечных сокращений	16
4.1.4 Цифровая графа маточного сокращения	16
4.1.5 Графа диаграммы маточного сокращения	16
4.1.6 Графа статуса питания	16
4 1.7 Графа статуса	17
4.1.7 Графа статуса	17
4.1.9 Время и дата	17
4.1.10 Графа сообщений	17
4.2 Контрольная панель и индикаторы FM20	18
4.3 Контрольная ручка монитора FM20	19
4.4 Запуск системы	20
4.4.1 Самотестирование после включения питания	20
4.4.2 Параметры конфигурации	20
4.5 Сохранение данных	21
4.5.1 Как сохранить данные	21
4.6 Режим прослеживания тенденции (Режим отслеживания данных)	22
4.6.1 Графа сохранения времени/даты	22
4.6.2 Графа идентификации	22
	22
5. ЗАПИСЬ ДАННЫХ	24
or station Attition.	

Инструкция по эксплуатации монитора фетального FM20 5.1 Загрузка бумаги 24 5.2 Принцип действия 25 6. МОНИТОРИНГ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПЛОДА..... 27 6.1 Электромагнитные помехи 27 6.2 Подробная процедура 29 7. МАТОЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ (МС) 31 7.1 Подробная процедура 32 8. МАРКЕР СОБЫТИЙ 33 9. ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 34 9.1 Монитор 34 9.2 Датчики 34 9.3 Ремни 35 10. СПЕЦИФИКАЦИЯ 36 11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 47 11.1 Самотестирование 47 11.2 Тестирование ультразвуковых датчиков..... 48 11.3 Тестирование МС (ТОСО) 48 11.4 Утилизация и удаление использованных батарей...... 48 11.5 Обслуживание 48

P/N: OPM (FM20) EN

Глава 1

Меры безопасности

1.1 Инструкции по безопасной работе и применению Монитора фетального FM20

- Периодически проверяйте монитор и принадлежности, чтобы убедиться, что кабели, кабели питания, датчики и приборы не имеют видимых повреждений, которые могут угрожать безопасности пациента или препятствовать выполнению осмотра. Рекомендуемая периодичность проверок один раз в неделю или чаще. Не используйте монитор в случае каких-либо видимых признаков повреждений.
- Только кабель питания переменного тока, поставленный с аппаратом FM20, или его аналог утвержден для использования с данным аппаратом.
- Не пытайтесь ремонтировать монитор FM20. Только квалифицированные специалисты могут проводить необходимый внутренний ремонт.
- Аппарат FM20 не предназначен для работы во время использования дефибриллятора.
- Аппарат FM20 не предназначен для работы, если рядом находится электрохирургическое оборудование.
- Аппарат FM20 не предназначен для работы вместе с любым другим типом контрольной аппаратуры, за исключением специальных приборов, указанных в данной инструкции по использованию.
- Периодически выполняйте тестирование на безопасность в целях обеспечения безопасности пациента, включая измерение тока утечки и контроль изоляции. Рекомендуемая периодичность проверок один раз в год.
- Нельзя пользоваться монитором FM20, если он не пропускает напряжение во время процедуры самотестирования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Настоящим информируем, что в случае несоблюдения инструкций, отмеченных знаком «Предостережение», использование аппарата может вызвать серьёзную травму или смерть пациента, повреждение имущества или материальные потери.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настоящим информируем, что в случае несоблюдения инструкций, отмеченных знаком «Предупреждение», использование аппарата не может вызвать угрозу жизни, но может вызвать травму.

1.2 Предостережения

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА – Аппарат FM20 нельзя использовать в воспламеняющейся атмосфере, где могут накапливаться воспламеняющиеся анестетики или другие материалы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ — Необходимо использовать трёхпроводную розетку с заземлением. Не пытайтесь приспособить штепсельную вилку с тремя плоскими контактами к стенной розетке с двумя отверстиями. Если в стенной розетке два отверстия, убедитесь в том, чтобы для работы с монитором она была заменена на трёхпроводную заземлённую розетку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не подсоединяйте электрическую розетку от настенного выключателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ — Не пытайтесь подключить или отключить шнур питания мокрыми руками. Прежде, чем касаться шнура питания, убедитесь в том, что ваши руки чистые и сухие.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте только те кабели для пациентов и датчики, которые были поставлены вместе в комплекте с монитором. Использование других кабелей для пациентов может привести к нарушению работы аппарата и возможной угрозе безопасности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не прикасайтесь к выходу RS-232C и пациенту одновременно.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Адаптер переменного / постоянного тока используется только для указанного товара.

1.3 Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сохраняйте рабочую среду чистой от пыли, вибраций, коррозии, или воспламеняющихся материалов, экстремальных значений температуры и сырости. Сохраняйте аппарат в чистоте, без следов от геля для датчика и других веществ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке аппарата в шкафу обеспечьте нормальную вентиляцию, доступ для ремонта и выделите помещение для нормальной визуализации и работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не работайте с аппаратом в случае, если он влажный или мокрый от конденсата или разлитой жидкости. Избегайте использования аппарата сразу же после его перемещения из холода в тёплое сырое помещение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе с переключателями на передней панели никогда не используйте острые или указательные предметы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Персональные компьютеры для общего применения и модемы не предназначены для соответствия требованиям к электробезопасности медицинских устройств. Разъем RS-232 аппарата FM20 электрически изолирован для обеспечения безопасных соединений немедицинских приборов, которые должны быть соединены с кабелем достаточной длины во избежание контакта пациента с немедицинским оборудованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Монитор или вспомогательное оборудование нельзя стерилизовать в автоклаве или подвергать газовой стерилизации. При чистке и дезинфекции следуйте указаниям в Главе 9 данной инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нельзя погружать аппарат FM20 в жидкость. В случае использования растворов используйте стерильные салфетки во избежание попадания жидких веществ на аппарат FM20.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При чистке кабелей датчика температура воды не должна превышать 60°C (140°F).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если аппарат используется в помещении, где техническое состояние внешнего защитного провода при установке и обслуживании вызывает сомнение, аппарат необходимо подключить к внутреннему источнику электрического напряжения, выбрав батарейку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Данное оборудование соответствует классу «А» по стандарту IEC/EN 60601-1 (Безопасность медицинского электрооборудования)
- Данное оборудование соответствует уровню «В» по стандарту IEC/EN 60601-1-2 (Требования электромагнитной совместимости)

Общие меры предосторожности

• Нельзя помещать оборудование или работать с ним при нижеописанных условиях:

P/N: OPM (FM20) EN www.mediana.co.kr Rev. 00 (2009.07.01)

Too To	Избегайте помещений с повышенной влажностью. Не прикасайтесь к оборудованию влажными руками.		Избегайте попадания прямых солнечных лучей на оборудование.
	Избегайте помещений с большими перепадами температур. Оптимальный диапазон температуры от 10°С до 40°С. Оптимальный диапазон влажности от 30% до 85%.		Избегайте близости с электронагревателями.
	Избегайте мест с резким повышением влажности или мест, где есть проблемы с вентиляцией.	100	Избегайте мест с повышенной вибрацией.
	Избегайте мест, где хранятся химические вещества или где есть опасность утечки газа.		Избегайте попадания пыли и особенно металлических предметов в оборудование.
00 Jz	Не разбирайте оборудование. Компания BISTOS Co., Ltd не несёт за это ответственность.	EN CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	До полной установки оборудование должно быть отключенным, иначе существует возможность повреждения оборудования.

1.4. Толкование символов

Знак	Описание	Требования
9	Кнопка вкл / выкл	IEC TR 60878
\triangle	Данный символ является знаком предупреждения. Убедитесь в том, что вы понимаете функцию данной кнопки перед её использованием. Функции кнопок описаны в инструкции пользователя.	IEC 60601-1
\Leftrightarrow	Порт ввода/вывода внешнего сигнала	IEC TR 60878
†	Аппаратура типа BF (аппаратура, имеющая дополнительную защиту от токов утечки через пациента)	1EC60601-1
LIDYS	Класс водонепроницаемости IPX8 (допускает погружение на 1 метр на более чем 30 минут).	IEC60529
IPX8		

Глава 2 Введение

2.1 Общая информация

В данной главе предоставлено общее описание монитора FM20, включая:

- краткое описание аппарата
- функции аппарата
- конфигурации модели

2.2 Краткое описание монитора фетального FM20

FM20 является микропроцессорным монитором, с помощью которого можно выполнять непрерывный контроль, отображение на дисплее и запись частоты сердечных сокращений плода (ЧССП) и маточных сокращений (МС) при дородовом исследовании и наблюдении.

2.3 Назначение

FM20 является внутриутробной системой мониторного наблюдения для неинвазивного измерения и графического изображения маточных сокращений и частоты сердечных сокращений плода с помощью меняющегося графического изображения на дисплее и линейного самописца с диаграммой. Данная информация необходима для поддержания удовлетворительного состояния плода во время последнего триместра беременности (Не-стрессовый тест). Данное оборудование может использоваться только обученным медицинским персоналом в больницах, клиниках, кабинетах докторов и на дому у пациента.

2.4 Характеристики продукта

Контролируемые данные могут записываться непрерывно или периодически на линейном самописце с диаграммой по усмотрению пользователя. Записываемая информация состоит из графика динамики данных и текстовой информации из конфигурации аппаратного и программного обеспечения, даты и времени, данных идентификации пациента, изменений рабочих параметров, показателей клинических явлений и событий, связанных с пациентом.

www.mediana.co.kr Rev. 00 (2009.07.01)

2.5 Опции и принадлежности

Вспомогательное	Название	Описание
оборудование	Пазванис	Описание
03	Датчик ультразвуковой допплеровский	Ультразвуковой датчик для измерения ЧССП (IPX8: водонепроницаемый)
03	Датчик токотонометрический	Датчик давления (токотонометр) для измерения маточных сокращений (IPX8: водонепроницаемый)
	Маркер событий	Используется для определения движений плода
03	Стимулятор акустический	Щуп фоностимуляции
The state of the s	Бумага для встроенного регистратора	Термочувствительная бумага, фальцованная гармошкой
	Ремень для крепления датчиков	Используется для поддерживания доплеровского ультразвукового датчика и/или датчика МС
	Шнур электропитания	Кабель питания переменного тока
	Адаптер	Адаптер для преобразования переменного тока (100-240 В~) в постоянный ток 18В(3,4А) (ЈМW160, Бридж Павер Корпорейшэн)
Scosonia Signature	Гель контактный для ультразвуковых исследований в тубе	Гель для ультразвуковых исследований (Biosnic, AMITIE)

Таблица 2.1. Вспомогательное оборудование для аппарата FM20

Глава 3 Установка

3.1 Описание передней панели аппарата FM20




Рисунок 3.1 Передняя панель FM20

- ① Кнопка вкл/выкл
- ② Светодиод индикации напряжения (переменный ток: зелёный / батарея: оранжевый)
- ЗТГТ-панель цветного дисплея
- 4 Кнопка управления
- ⑤ Кнопки настройки звука на доплеровском датчике 1 вверх / вниз
- б Кнопки настройки звука на доплеровском датчике 2 вверх / вниз
- 7 Кнопка вкл/выкл звуковой сигнализации
- 8 Кнопка ссылки по МС
- 9 Кнопка изменения режимов
- По Кнопка вкл/выкл принтера
- 11) Кнопка открытия лотка принтера

3.2 Описание левой панели



Рисунок 3.2 Левая панель

- ① Гнездовой разъём адаптера напряжения
- 2 Разъем маркера событий
- ③ Порт RS-232C

3.3 Описание правой панели




Рисунок 3.3 Правая панель

- ① Разъем DOP1/AST
- 2 Разъем DOP1/AST
- З Разъем UC

3.4 Включение

Чтобы включить аппарат FM20, необходимо подключить переходник напряжения к гнездовому разъёму на левой панели аппарата FM20, как показано на Рисунке 3.2, и нажать на кнопку включения.

3.5 Шнуры для пациента

Датчик ультразвуковой допплеровский и датчик токотонометрический подсоединяются сзади монитора. На каждом кабеле есть ярлык на корпусе разъема, чтобы можно было правильно присоединить его в соответствующее гнездо на мониторе. Место присоединения изображено на ярлыке сзади монитора.

Кабели вставляются и вынимаются нажатием на узкий конец в месте соединения. На кабелях нет механизма фиксатора разъёма.

С аппаратом FM20 поставляется другой ультразвуковой датчик для обследования двух плодов при подключении к разъему DOP2.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте только те кабели и датчики для пациента, которые были поставлены с монитором. Использование других датчиков могут привести к неправильной работе оборудования и возможной угрозе безопасности.

3.6 Кабель маркера событий

Шнур маркера событий вставляется в разъем сзади. На ярлыке сзади показано место разъема. Необходимо плотно вставить в разъем шнур до его полной фиксации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не присоединяйте электрическую розетку от настенного выключателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ — Не пытайтесь подключить или отключить кабель питания мокрыми руками. Прежде чем касаться кабеля питания, убедитесь в том, что ваши руки чистые и сухие.

P/N: OPM (FM20) EN


www.mediana.co.kr

Rev. 00 (2009.07.01)

Глава 4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОНИТОРА FM20

4.1 Дисплей монитора FM20



Графа статуса

Рис. 4.1 Главный экран обследования – Графический режим




Рис. 4.2 Главный экран контроля – цифровой режим

При нажатии на кнопку появляется соответствующее меню, как показано на Рис.4.5. Для выбора «Цифрового режима» или «Графического режима» прокрутите кнопку управления.

Для изменения режима дисплея нажимайте на кнопку управления.

Знак	Название	Описание
•	Знак частоты сердечных сокращений	Мигает согласно частоте ударов сердца
\bigcirc	Знак звукового сигнала	Обозначает вкл/выкл звукового сигнала
	Знак уровня звука	Указывает громкость звука эха плода
X	Знак без звука	Уровень звука на 0
	Знак печати	Указывает на статус печати
	Знак сохранения данных	Статус сохранения данных
3cm	Знак скорости печати	Статус скорости печати
off	Знак автоматической печати	Статус функции автоматической печати
T	Знак подключения к сети	Оборудование работает от сети
	Знак подключения к батарее	Уровень зарядки батареи

4.1.1 Графа режима

Графа режима показывает, в каком режиме сейчас работает оборудование. Существуют режим мониторинга, режим установки и режим динамики развития.

4.1.2 Графа цифрового изображения частоты сердечных сокращений (Цифровая графа ЧССП)

В цифровой графе частоты сердечных сокращений (ЧССП) показаны частота сердечных сокращений плода, знак сердце, знак звукового сигнала и знак громкости звука. Данная графа имеет указатель "US1". Значение частоты сердечных сокращений указывает на самые последние расчетные данные ЧСС плода. Знак ЧСС мигает согласно интервалу частоты сердечных сокращений при наличии действительного интервала.

Знак звука указывает на громкость звука эха плода. Данный знак меняется, когда отрегулирован уровень громкости. Знак звукового сигнала — колокольчик. Линия, перечёркивающая колокольчик, обозначает, что звуковой сигнал отключен. Колокольчик без линии обозначает, что звуковой сигнал включен.

При подключении второго ультразвукового датчика в графе частоты сердечных сокращений появляется дополнительный знак частоты сердечных сокращений плода, статус звукового сигнала и знак уровня громкости второго ультразвукового сигнала. Данный канал обозначен указателем "US2."

В графе частоты сердечных сокращений также появится знак записи самописцем (DOP2) при подключении двух ультразвуковых датчиков и включении ультразвукового самописца (DOP2). Знак самописца - " +20".

4.1.3 Графа диаграммы частоты сердечных сокращений (Графа диаграммы ЧССП)

Графа диаграммы ЧССП показывает частоту ударов сердца плода. Вертикальная шкала содержит надпись и соответствует записи на бумаге (от 30 до 240 ударов сердца в минуту). Время изображения диаграммы - 3 минуты 30 секунд снятия данных независимо от скорости печати.

Если установлены два ультразвуковых датчика, то в данной диаграмме изображены два направления частоты ударов сердца.

С помощью трёх горизонтальных графических масштабных сеток пользователю удобно наблюдать за диаграммой частоты ударов сердца или сердечными сокращениями, которые превышают норму. Положение данных трёх масштабных сеток соответствует 100 ударам в минуту, 140 ударам в минуту и 180 ударам в минуту.

В ходе просмотра сохранённых данных пациента также можно пользоваться данными масштабными сетками.

4.1.4 Цифровая графа токотонометрии

Данная графа содержит цифровые значения, которые передает датчик МС, предоставляя данные по маточным сокращениям. В данной графе также отображена строка основных данных маточных сокращений. Эта строка основных данных МС может видоизменяться пользователем.

4.1.5 Графа диаграммы токотонометрии

В графе диаграммы МС предоставлена диаграмма данных по маточным сокращениям. Шкала диаграммы от нуля до 100 соответствующих единиц. Время изображения диаграммы - 3 минуты 30 секунд снятия данных независимо от скорости печати. В данной графе также можно просмотреть сохранённые данные по маточным сокращениям пациента.

4.1.6 Графа статуса питания

В данной графе отображен знак зарядки батареи или соединения с сетью переменного тока. Если оборудование работает от сети переменного тока, в данной графе отображается знак соединения с сетью переменного тока. Если оборудование работает на внутренней батарее, в данной графе отображается знак, показывающий уровень зарядки батареи.

Rev. 00 (2009.07.01)

Знак зарядки батареи мигает при низком уровне (на время работы менее 10 минут). Для зарядки батареи необходимо подключить монитор к сети переменного тока. Во время зарядки батареи от сети переменного тока монитор продолжает нормальную работу. Полностью батарея заряжается за 8 часов, если монитор не используется, и за 14 часов, если монитор используется в обычном режиме работы.

4.1.7 Графа статуса

В данной графе приведена информация касательно установленной скорости печати, статуса работы принтера, статуса увеличения изображения, статуса автоматической печати и статуса сохранения данных.

4.1.8 Идентификация пациента

В данной графе приведена информация, идентифицирующая пациента. Программа монитора использует время и дату для идентификации во избежание повторения имён. По желанию пользователь также может ввести любое имя.

4.1.9 Время и дата

В данной графе приведено время и дата для монитора. При необходимости установочные данные можно изменить.

4.1.10 Графа сообщений

В данной графе приведен статус ошибок и статус текущих операций на мониторе. Если монитор работает неправильно, в данной графе появится сообщение об ошибке. В случае появления данного сообщения необходимо прекратить использование монитора.

Сообщение	Описание	
DOP1 OPEN	Во время обследования монитором FM20 не подключен DOP1.	
DOP2 OPEN	Во время обследования монитором FM20 не подключен DOP2.	
DOOR OPEN	Открыт лоток принтера во время печати на FM20.	
No PAPER	Не загружена бумага для печати на FM20.	
LOW BAT	Низкий уровень зарядки батареи во время обследования монитором FM20.	

P/N: OPM (FM20) EN

www.mediana.co.kr

Rev. 00 (2009.07.01)

4.2 Контрольная панель и индикаторы FM20

На передней панели есть семь кнопок. Кнопки активируются нажатием до щелчка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе с переключателями на передней панели никогда не используйте острые предметы.

Функции кнопок приведены ниже.

Кнопка	Название	Описание
	Кнопка вкл/выкл	Включение и выключение монитора
U	G	
	Кнопка повышения/понижения громкости на доплеровском датчике 1	Повышает или понижает уровень звукового сигнала плода на доплеровском датчике 1 в режиме обследования.
A V	Кнопка повышения/понижения громкости на доплеровском датчике 2	Повышает или понижает уровень звукового сигнала плода на доплеровском датчике 2 в режиме обследования.
4 -	Кнопка перехода на эталонную МС	Сбрасывает базовую линию токотонометрии в режиме обследования. В режиме прокрутки предыдущих данных эта кнопка используется для показа предыдущей
To the state of th	19	страницы данных плода.
X	Кнопка вкл/выкл звукового сигнала	Включение и выключение звукового сигнала в режиме обследования. В режиме прокрутки предыдущих данных эта кнопка используется для показа следующих идентификационных данных.
	Кнопка режима	Переход монитора в режим прокрутки данных. В этой графе показана история данных пациента, контрольная кнопка выполняет функцию поиска.
200	Кнопка вкл/выкл записи	Включение и выключение функции записи.

4.3 Контрольная ручка монитора FM20

Контрольная ручка является первичным методом настройки параметров и поиска в системе меню. Во время прокрутки данной ручки в меню курсор передвигается по позициям в меню. В ходе данного процесса выбирается позиция меню для изменения. Затем необходимо нажать ручку на выбранной позиции меню, подлежащей редактированию.

После нажатия на необходимой позиции меню необходимо прокрутить параметры данной ручкой. Чтобы временно сохранить новые данные, необходимо нажать ручку.

Чтобы выйти из меню и сохранить изменённые данные, нажмите ручку в позиции "ESC". В некоторых случаях данное нажатие возвращает монитор в главное меню экрана. В некоторых случаях данное нажатие возвращает монитор в предыдущее меню.




Рис. 4.3 Система выбора меню

4.4 Запуск системы

4.4.1 Самотестирование после включения питания

После включения питания запускается функция самотестирования монитора. Во время данного процесса монитор проверяет работу различных систем. На экране монитора отображается статус выполнения самотестирования. После успешного выполнения самотестирования на мониторе FM20 появляется экран обследования.

В случае неполадок на экране появится сообщение об ошибке и прозвучит сигнал ошибки. Сигнал ошибки будет продолжаться до тех пор, пока оборудование не будет отключено. В таком случае монитором нельзя пользоваться до выполнения соответствующих действий.




Рис. 4.4 Экран самотестирования

4.4.2 Параметры конфигурации

Существует несколько вариантов установок конфигурации, которые может менять пользователь. Некоторые из них устанавливаются по умолчанию каждый раз после включения монитора. Другие параметры сохраняются в мониторе до следующего случая их изменения. Выключение монитора не влияет на изменение данных параметров. Полный список данных параметров приведен ниже.

Параметры конфигурации	Заводская настройка
Сигнал верхнего предела частоты ударов сердца по ультразвуковой эхографии	190 ударов в минуту
Сигнал нижнего предела частоты ударов сердца по ультразвуковой эхографии	110 ударов в минуту
Локализация Dop2	0 ударов в минуту
(Погрешность доплеровского датчика 2)	
График движения плода	ВЫКЛ
Скорость записи на бумаге	3 см/мин

P/N : OPM (FM20) EN www.mediana.co.kr Rev. 00 (2009.07.01)

Автоматическая печать	0 мин
Имя пациента	Чистое поле
Идентификация пациента	Дата / порядковый номер
Дата	Год/Месяц/Число
Автоматическое сохранение	Выключено
Время	Час:мин:сек
Язык	Английский

4.5 Сохранение данных

В FM20 есть функция сохранения данных. Он может сохранять до 450 часов записи, а также до 3 часов информации о каждом пациенте, поэтому он может обслуживать 150 пациентов.

4.5.1 Как сохранить данные

Нажмите на кнопку режима , затем, как показано ниже, появится соответствующее меню.

С помощью прокрутки контрольной ручки выберите позицию «Сохранение данных» (Save Data).

Нажмите на контрольную ручку для начала сохранения. При запуске функции сохранения на экране появляется и вращается значок сохранения данных

Чтобы остановить сохранение, нажмите снова на ручку



Рис. 4.5 Экран сохранения данных

4.6 Режим прослеживания тенденции (Режим отслеживания данных)

Нажмите на кнопку режима , затем, как изображено на рисунке 3.10.1, появится соответствующее меню.

С помощью прокрутки контрольной ручкой выберите позицию «Режим прослеживания тенденции» (Trend Mode).

Нажмите на контрольную ручку для входа в «Режим прослеживания тенденции».

Чтобы остановить сохранение, нажмите снова на кнопку



Графа поиска данных

Рис. 4.5 Экран режима отслеживания данных

4.6.1 Графа сохранения времени/даты

В данной графе отображается время начала и окончания сохранения данных.

4.6.2 Графа идентификации

В данной графе отображается имя пациента и его идентификатор.

4.6.3 Графа поиска данных

Данная графа состоит из кнопок управления для поиска сохранённых данных. Функции кнопок следующие:

Кнопка	Функция
₫ m̂ Þ	Поиск сохранённых данных по пациенту. Выбор предыдущего / следующего пациента.
	Поиск сохранённых данных по странице. Выбор предыдущей / следующей страницы.
T	Отслеживание сохранённых данных.

P/N: OPM (FM20) EN

www.mediana.co.kr

Rev. 00 (2009.07.01)


Глава 5 ЗАПИСЬ ДАННЫХ

5.1 Загрузка бумаги для встроенного регистратора

Загрузка бумаги происходит после нажатия на рычаг открытия лотка. Распакуйте пачку бумаги и вставьте в лоток для бумаги.

Несколько листов из пачки бумаги должны пройти через валик записывающего устройства. Положение бумаги: напечатанная сетка должна находиться лицом вверх (при разворачивании с верхнего края пачки бумаги), а область отображения МС – с правой стороны. После этого записывающее устройство готово к использованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При загрузке бумаги, бумага должна находиться лицом вверх. Иначе на бумаге ничего напечатано не будет.



P/N: OPM (FM20) EN www.mediana.co.kr Rev. 00 (2009.07.01)

5.2 Принцип действия

Кнопка вкл/выкл – одним нажатием кнопки [В] включается и выключается функция печати.

В графе сообщений появляется соответствующее сообщение о выполнении и не выполнении функции печати.

Передвижение бумаги – кнопка : [] также используется для быстрой прокрутки бумаги. При нажатии и удержании данной кнопки выполняется быстрая прокрутка бумаги на высокой скорости до тех пор, пока кнопка не отпускается. После отпускания данной кнопки записывающее устройство возвращается в обычный режим работы. Во время записи данная функция не работает. После завершения записывания функция загрузки бумаги выполняется автоматически за короткий промежуток времени.

На Рис. 5.2 вы можете увидеть, как FM20 выполняет печать многих параметров, таких как ЧССП, ДП, МС и текущей информации.




Рис. 5.2 Печать на бумаге

Знак	Описание
1	Маркер событий
ŀ	Маркер клинических событий
	Знак определения движения плода 1
•	Знак определения движения плода 2
*	Знак AST



Глава 6

МОНИТОРИНГ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПЛОДА

6.1. Электромагнитные помехи

Определённые сильные электромагнитные поля могут влиять на ультразвуковые датчики и быть причиной неправильных данных о сердечных сокращениях, которые не соответствуют данным пациента. Данные помехи бывают редкими и обычно встречаются поблизости крупного оборудования. Во избежание этих возможных помех, которые могут быть неправильно определены как сердечные сокращения плода, необходимо выполнить следующую процедуру, если монитор будет использоваться в новом месте или если известно, что поблизости будет работать электрическое оборудование.

После подключения ультразвукового(-ых) датчика(-ов) включите монитор и проследите за показаниями сердечных сокращений на экране в течение 30 секунд. Прерывистое изображение произвольных сердечных сокращений является правильным. Однако если на экране постоянное изображение физиологических сердечных сокращений продолжается более 5 секунд, это говорит о том, что поблизости находится источник электромагнитных помех. Чтобы определить возможность использования монитора в данной среде, необходимо выполнить следующие действия.

- Переместите все электропроводы и электрооборудование на расстояние не менее 6 футов от аппарата FM20. Проверьте, чтобы не было удлиняющих шнуров, расположенных за или под кроватью, и оборудования в смежных комнатах. Если искажённые данные сердечных сокращений прекратились, монитор можно использовать в обычном режиме.
- Отсоедините электропровод от источника питания монитора. Если искажённые данные сердечных сокращений прекратились, монитор можно использовать в обычном режиме.

Если эти меры не привели к устранению искажённых данных сердечных сокращений, монитор нельзя использовать в безопасном режиме в данной среде.

Сердечные сокращения плода измеряются при расположении ультразвукового датчика на животе матери с помощью эхосигнала Доплера, который воспроизводит сердечные сокращения и аудиоозвучивание эхосигнала.

Шаг 1: Подготовка монитора

Включите монитор и проверьте, чтобы на его экране появилось нормальное изображение. В случае неполадок монитором пользоваться нельзя.

Проверьте, чтобы монитор был запитан от сети переменного тока или от внутренней батареи. Если монитор работает на внутренней батарее, проверьте на экране, чтобы у

батареи был достаточный уровень зарядки для завершения обследования. Если заряд батареи очень низкий, используйте сетевое подключение.

Проверьте, чтобы ультразвуковой датчик был правильно присоединён к монитору. Для обследования двойни проверьте правильность подключения второго ультразвукового датчика.

Настройте громкость звучания сердечных сокращений на средний уровень. При обследовании двойни отключите канал динамика.

Нанесите гель для проведения ультразвуковых исследований на поверхность датчика.

Шаг 2: Как обнаружить сигнал сердцебиения плода

С помощью пальпации или фетоскопа определите нахождение сердца плода. Поместите датчик на живот матери и послушайте сигнал сердцебиения плода. Переставьте датчик для нахождения места самого громкого сигнала и проверьте, чтобы значок сердца на экране мигал согласно частоте сердечных сокращений плода.

Закрепите ультразвуковой датчик эластичным ремнём. Проверьте, чтобы датчик находился в положении самого громкого сигнала сердцебиения.

Проверьте, чтобы на мониторе были изображены данные сердцебиения плода, и значок сердца мигал согласно частоте сердечных сокращений.

Шаг 3: Как обнаружить сигнал сердцебиения двойни

Выполните шаг 2, описанный выше, чтобы обнаружить сердцебиение первого плода.

Настройте ультразвук первого канала на самый низкий уровень, а второго канала – на высокий уровень, чтобы можно было услышать звук сердцебиения второго плода.

Определите нахождение сигнала второго плода с помощью пальпации или фетоскопа.

Нанесите гель на второй ультразвуковой датчик и поместите его на животе матери, где находился сигнал второго плода. Отрегулируйте положение датчика таким образом, чтобы найти максимально громкий сигнал плода.

Закрепите ультразвуковой датчик эластичным ремнём. Проверьте, чтобы датчик находился в положении самого громкого сигнала сердцебиения. Также проверьте, чтобы не изменилось положение первого датчика.

Проверьте, чтобы на мониторе были изображены данные сердцебиения обеих плодов, и оба значка сердца мигали согласно частотам сердечных сокращений.

P/N: OPM (FM20) EN www.mediana.co.kr Rev. 00 (2009.07.01)


Шаг 4: Настройка монитора

Отрегулируйте настройки громкости по желанию.

6.2. Подробная процедура

- 1. Объясните процедуру пациенту.
- 2. Положите ремень датчика под пациента.
- 3. Подключите монитор к сети. Кнопка включения находится на задней панели. После подключения к сети загорается зелёная кнопка, которая находится слева под загрузочным лотком принтера.
- 4. С помощью приёма Леопольда определите положение плода. Самые сильные сигналы сердцебиения плода находятся на спине плода.
- 5. Подсоедините шнур ультразвукового датчика в разъём с надписью «DOP».
- 6. Нанесите небольшое количество геля для проведения ультразвуковых исследований на поверхность датчика.
- 7. Поместите датчик лицом вниз на живот матери в том районе, где определена спина плода.
- 8. Для удобства использования датчика на месте кнопка датчика вставляется через отверстия с каждого края ремня.
- 9. С помощью кнопки вверх/вниз вы можете отрегулировать громкость.
- 10. Датчик необходимо перемещать до получения самого чистого сигнала сердцебиения.

Через три-пять секунд после получения чистого сигнала сердцебиения значок сердце начинает мигать синхронно с сигналом. Это обозначает, что сигнал правильный, и он записывается.



Доплеровский ультразвуковой датчик

Рисунок 6.1 - Направление доплеровского ультразвукового датчика

11. Если сигнал не активируется, отожмите кнопку на передней панели монитора. Записывающий аппарат записывает диаграмму сердцебиения плода на бумагу.




Рисунок 6.2 - Положение датчика МС

Глава 7

МАТОЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ (МС)

Маточные сокращения измеряются снаружи при расположении токотонометрического датчика на животе матери и записи соответствующих изменений давления.

Шаг 1: Подготовка монитора

Включите монитор и проверьте, чтобы на экране монитора появилось нормальное изображение. В случае неполадок монитором пользоваться нельзя.

Проверьте, чтобы монитор был запитан от сети переменного тока или от внутренней батареи. Если монитор работает на внутренней батарее, проверьте на экране, чтобы на батарее был достаточный уровень зарядки для завершения осмотра. Если заряд батареи очень низкий, используйте сетевое подключение.

Проверьте, чтобы токотонометрический датчик был правильно подсоединён к монитору.

Проверьте правильные настройки изначального уровня. Отрегулируйте при необходимости.

Шаг 2: Как получить данные маточных сокращений

Поместите токотонометрический датчик лицевой стороной вниз у дна матки, когда сокращения ещё не найдены. Использование геля не требуется.

Закрепите токотонометрический датчик эластичным ремнём. Показания маточных сокращений в данной точке должны быть больше 30, но меньше 90 единиц. Если показания выходят за данные пределы, это означает, что ремень чрезмерно затянут или ослаблен. Если ремень чрезмерно затянут, максимальное значение сокращений на шкале токотонометрии может достигать 100. Если ремень недостаточно затянут, положение датчика может отклоняться и показывать неправильные данные. При необходимости повторно отрегулируйте натяжение ремня.

Шаг 3: Настройки монитора

На передней панели нажмите на кнопку установки токотонометрического датчика на нуль, чтобы вывести значения изначального уровня. Это необходимо выполнить в промежутках между сокращениями.

P/N : OPM (FM20) EN www.mediana.co.kr Rev. 00 (2009.07.01)

7.1 Подробная процедура

- 1. Объясните процедуру пациенту.
- 2. Положите ремень датчика под пациента.
- 3. Подключите монитор к сети. Кнопка включения находится на задней панели. После подключения к сети загорается зелёная кнопка, которая находится слева под загрузочным лотком принтера.
- 4. Присоедините штекер датчика в разъём «МС» (UC), который находится внизу передней крышки.

Примечание: При подсоединении или отсоединений токотонометрического датчика к разъёму МС на мониторе необходимо подождать не меньше 10 секунд перед тем, как отпустить кнопку МС [• • •] .

- 5. На короткое время отпускайте кнопку МС [, чтобы установить базовую линию МС на 10.
- 6. Поместите токотонометрический датчик на животе над дном части матки или в том районе, где находится наиболее тонкая ткань матки и сокращения могут легко прощупываться.
- 7. Соедините каждый конец ремня с датчиком, продев кнопку датчика через отверстие для кнопки на ремне. Выберите удобное отверстие для кнопки, чтобы датчик удобно и надёжно располагался на своём месте.
- 8. Между сокращениями отпускайте кнопку МС [снова. Так устанавливается базовая линия МС на 10. Теперь монитор готов для проведения обследования.
- 9. Если сигнал не активируется, отожмите кнопку справа на передней панели монитора. Зелёная кнопка справа от данной кнопки обозначает активацию. Записывающий аппарат записывает диаграмму МС на бумагу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ремень для датчика может вызвать аллергию или повреждение кожи пациента при его долгом использовании.

P/N: OPM (FM20) EN

www.mediana.co.kr

Rev. 00 (2009.07.01)

Глава 8 МАРКЕР СОБЫТИЙ

Указатель маркера событий служит для того, чтобы пациент мог записать время важных явлений. Пациент просто нажимает на кнопку на конце кабеля маркера событий в момент события. Данное время фиксируется в записи пациента на мониторе.

Значок маркера событий — это стрелка вверх. На дисплее монитора в графе информации появится стрелка вверх. При печати записи пациента также есть данный знак.

P/N: OPM (FM20) EN www.mediana.co.kr Rev. 00 (2009.07.01)

Глава 9

чистка и дезинфекция

В данной главе описаны инструкции по уходу и чистке аппарата FM20 и его принадлежностей.

Аппарат FM20 необходимо использовать с разумной осторожностью и периодически выполнять его обслуживание. Это обеспечит бесперебойную работу и высокий уровень его функционирования, необходимого для проведения процедуры обследования.

9.1 Монитор

Сохраняйте поверхность монитора в чистом виде, без пыли, грязи и остатков жидкости. Очистку выполняйте влажной тканью с использованием мягкого мыльного средства и воды или одобренных медицинских неабразивных дезинфицирующих средств.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед очисткой отключите монитор от сети и отсоедините всё вспомогательное оборудование. Аппарат нельзя погружать в воду или допускать попадание жидкости в него.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поверхности дисплеев необходимо чистить с особой осторожностью, принимая во внимание их чувствительность к грубому обращению. Стекло на дисплеях протирайте мягкой сухой тканью.

9.2 Датчики

Очистка и дезинфекция токотонометрического и ультразвукового датчика

Во избежание повреждения датчиков выполняйте чистку и дезинфекцию только согласно следующим инструкциям. НЕОБХОДИМО с осторожностью обращаться с надписями на токотонометрическом датчике и кабелях. НЕ снимайте, НЕ прячьте и НЕ стирайте надписи на токотонометрическом датчике.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нельзя пользоваться автоклавом и газовой стерилизацией для чистки.

- 1. Аппарат протирайте стерильной тканью, пропитанной моющим средством с водорастворимыми ферментами, безопасными для металлических инструментов. Снаружи протирайте аппарат три раза. Приготовьте очищающее средство согласно рекомендациям производителя датчика.
- 2. Датчик чистите средством с водорастворимыми ферментами мягкой кисточкой со щетиной в течение пяти (5) минут.

P/N: OPM (FM20) EN www.mediana.co.kr Rev. 00 (2009.07.01)

- 3. Протрите датчик три (3) раза тканью, пропитанной стерильной водой, чтобы удалить остатки мыльного раствора.
- 4. Протрите датчик стерильной тканью, пропитанной в Cidex^{тм}. Протрите все поверхности датчика три (3) раза.
- 5. Протрите датчик три (3) раза тканью, пропитанной стерильной водой, чтобы удалить остатки от Cidex^{тм}.
- 6. Тщательно вытрите аппарат насухо стерильным мягким полотенцем или марлевой хирургической губкой.
- 7. Оберните сухой аппарат в свежее стерильное мягкое полотенце или стерильную прозрачную ткань для хранения до следующего использования.

9.3 Ремни

Запачканные ремни помойте с мылом и водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Температура воды не должна быть выше 60°C (140°F).

P/N : OPM (FM20) EN www.mediana.co.kr Rev. 00 (2009.07.01)

Глава 10 Спецификация

Спецификация монитора FM20:

Физические характеристики

Размеры - 9.6 см В х 32.6 см Ш х 27.6 см Д

Вес - прибл. 5.5 кг

Безопасность

Соответствует стандартам EN60601-1, EN60601-1-1, EN60601-2

Оборудование класса I и оборудование с внутренним источником питания

Непрерывный режим эксплуатации

Рабочие части типа BF

Доплеровский ультразвуковой датчик / Датчик МС: IPX8

Питание

Внешний источник: Адаптер питания На входе: Переменный ток (100-240В ~),

50~60Гц,1.5А

На выходе: Постоянный ток (18В), 3.4А

Внутренний Никель-металлогидридная батарея,

источник: аккумуляторная

14 часов до полной зарядки во время осмотра

14 часов до полной зарядки, когда монитор

Питание От батареи: отключен.

Рассеиваемая От переменного 80ВА, максимум

мощность тока 80ВА, максимум

Внешние условия

Рабочая температура: От 10° С до 40° С (от 50° F до 104° F) Температура хранения: От -20° С до 60° С (от -4° F до 140° F)

Относительная влажность: От 20% до 90%, неконденсирующаяся влажность

Абсолютная высота: 0 -3048 м (0 -10,000 футов)

Доплеровское ультразвуковое обследование ЧССП

 Параметр
 Значение

 Диапазон ЧСС:
 30-240 уд/мин

 Точность:
 ±2% диапазона

Точность: $\pm 2\%$ диапазона Утечка тока: ± 10 мкА при 264 вольт переменного тока в датчике

Изоляция: >4 кВ среднеквадратическое, рабочая часть типа BF

Мониторинг маточных сокращений (токотонометрия)

Параметр Значение

Диапазон маточных сокращений: 0-99 относительных единиц

Разрешение: 1 единица

Точность: $\pm 1\%$ относительная единица

Утечка: <10 мкА при 264 вольт переменного тока в датчике Изоляция: <10 мкА при 264 вольт переменного тока в датчике >4 кВ среднеквадратическое, рабочая часть типа ВF

Бумага для встроенного регистратора

 Форма бумаги:
 Фальцовка гармошкой

 Размер бумаги:
 150 мм х 90 мм х 15 мм

 Конец пачки:
 Знак вдоль края бумаги

Загрузка: При открытом лотке, задвигая бумагу

Индикаторы бумаги: Окончание бумаги

Открытие загрузочного лотка

Скорость подачи бумаги

Нормальная: 1,2, и 3 см/мин $\pm 1\%$

Высокая: 10 см/мин (только в режиме движения)

Точность отслеживания бумаги: $\pm 1\%$ (за исключением точности скорости протяжки

бумаги)

Термины и определения акустической мощности

Термин	Определение
I _{SPTA.3}	Пик-пространственная усредненная по времени интенсивность в милливаттах/см ² .
TI type	Применимый тепловой индекс для датчика режим отображения и тип исследования.
Γl value	Значение теплового индекса для датчика, режим отображения и тип исследования.
MI	Механический индекс.
I _{pa.3} @MImax	Средняя интенсивность импульса с пониженными характеристиками при максимальном значении МІ в единицах Вт/см ² .
TIS	(Тепловой индекс мягких тканей) — тепловой индекс, относящийся к мягким тканям. TIS scan — тепловой индекс мягких тканей в режиме автоматического сканирования. TIS non-scan — тепловой индекс мягких тканей в режиме неавтоматического сканирования
TIB TIB TIB	(Тепловой индекс кости) — это тепловой индекс для приложений, в которых ультразвуковой луч проходит через мягкую ткань и область плода в непосредственной близости от плода. ТІВ non-scan — это тепловой индекс кости в режиме неавтоматического сканирования.
TIC	(Тепловой индекс черепной кости) — тепловой индекс для приложений, в которых ультразвуковой луч проходит через кость возле места входа луча в тело.
Aaprt	Площадь активной апертуры, измеряемая в см ² .
P _{r.3}	Снижается пик разрежения давления, связанного с передачей картины, послуживши основанием для значения отчетности в соответствии с МИ

	(в мегапаскалях).			
Wo	Мощность ультразвукового излучения, за исключением TIS_{scan} , в данном случае это мощность ультразвукового излучения, проходящего через односантиметровое окно в милливаттах.			
W _{.3} (z1)	Пик-пространственная усредненная по времени мощность на осевом расстоянии z1 в милливаттах.			
$I_{SPTA.3}(z1)$	Пик-пространственная усредненная по времени интенсивность на осевом расстоянии z1 (милливатты на квадратный сантиметр)			
z_1	Осевое расстояние, соответствующее расположению максимума [min(W. $_3$ (z). $I_{TA.3}$ (z) х 1 cm ²)], где z > zbp в сантиметрах.			
Z_{bp}	$1.69\sqrt{A_{apt}}$ в сантиметрах.			
z_{sp}	Для МІ это осевое расстояние, при котором измеряется $p_{r,3}$. Для ТІВ это осевое расстояние, при котором ТІВ имеет общий максимум (например, $Z_{sp} = Z_{b,3}$).			
$d_{eq}(z)$	Эквивалентный диаметр луча как функция осевого расстояния, равный $\sqrt{(4/(\pi))((W_o)/(I_{TA}(z)))}$, где $I_{TA}(z)$ – средняя по времени интенсивность как функция z в сантиметрах.			
fc	Средняя частота в МГц.			
Dim. of A _{aprt}	Размеры активной апертуры для азимутальной (x) и вертикальной (y) плоскостей в сантиметрах.			
PD	Длительность импульса (в микросекундах), связанная с передающей характеристикой, вызывающей сообщаемое значение МІ.			
PRF	Частота повторения импульсов, связанная с передающей характеристикой, вызывающей сообщаемое значение МІ в герцах.			
p _r @PII _{max}	Пик разрежения давления в точке, в которой интегральная пик- пространственная интенсивность свободного поля является максимальной, в мегапаскалях.			
d _{eq} @PII _{max}	Эквивалентный диаметр луча в точке, где пик-пространственная интенсивность свободного поля имеет максимальное значение, выраженное в сантиметрах.			
FL	Фокусное расстояние или азимутальная (x) и вертикальная (y) длина, если разница измеряется в сантиметрах.			

Таблицы акустической мощности

Данная таблица показывает акустическую мощность сочетания системы и датчика с тепловым или механическим индексом равным нулю или больше нуля. Эти таблицы организованы по модели датчика и режиму изображения.

<Рабочий режим: импульсный доплерографический>

				ючий ре	TIS	льсный доп	TIB	ПЧССКИЙ	
06	Обозначение индекса		Обозначение индексе		Non-scan		-scan	Marie San Control	TENE C
O			M.I.	Scan	A _{aprt} ≤1	Aaprt>1	Non- scan	TIC	
	ачение глобаль:		(a)	-	(a)	27	0.83	(b)	
	р _{г.3} (МПа)		8.50			19		100000	
й	W_0 (м B т)		69	-	#	0	15.90	#	
Связанный акустический параметр	Минимум [W. ₃ (z ₁),I _{TA.3} (z ₁)] (мВт)		0/0			90			
ый акуст параметр	z ₁ (cm)	5	S			-		1000	
ій а ара	Z _{bp} (c _M)				n	- //-			
IHB	Z_{sp} (CM)		#				#		
3aF	$d_{eq}(z_{sp})$ (cm)		0.00		50		1.10		
ВВ	f _c (МГц)		0.99	-	#		0.99	#	
0	Размеры	Х (см)		-	#	-	0.28	#	
	A _{aprt}	Ү (см)	07.66	-	#	-	0.5	#	
	РО (исек)	<u> </u>	97.66		0				
KI	PRF (κΓιμ)		3.2						
ащк	p _r @PII _{max} (MПа)		#						
рм	d _{eq} @PII _{max} (cm		4.02000000000						
фо	Фокусное расстояние	FL _x (cm)		-	#	-		#	
ИН	расстояние	FLy					1		
гая	5	(cm)			#		611	#	
Другая информация	IPA.3@MI _{max}	(B _T /c _M	#			190			
19	Контроль 1	: Тип	25						
Условия работы От	исследова		6						
	Контроль 2: Объем		3						
[КИ	пробы		-0			Q			
OBI	Контроль 3								
CII	Контроль 4: Г		0			Ó			
	объема пр	обы			4				

⁽а) Этот индекс не требуется для данного режима работы; значение <1.

⁽b) Этот датчик не предназначен для транскраниального или неонатального цефалического использования.

[#] В данном режиме работы не передаются данные, так как значение глобального максимального индекса не передается по описанной причине. (Смотреть строку «Заданное значение глобального максимума») — В данном датчике/режиме данных нет.

Соответствие

Пункт	Соответствует			
Классификация	Класс I (на переменном токе) с внутренним источником питания (от батареи)			
Тип защиты	Рабочие части типа BF			
Режим работы	Непрерывный			
Степень защиты	Класс IPX8 (Доплеровский ультразвуковой датчик, датчик МС)			
Общая информация	93/42/ЕЕС Директива по медицинскому оборудованию			
оощия информиция	ISO9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования			
	ISO13485:2003 Системы качества – Медицинское оборудование – Особые			
	требования по применению системы ISO9001			
	ISO14971:2000+A1:2003 Управление анализом рисков – медицинское			
	оборудование			
	IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995			
	Общие требования к безопасности и основным характеристикам			
	IEC60601-1-1:2000 Требования безопасности для медицинских электрических			
	систем			
	ISO10993-1:2003 Изделия медицинские. Оценка биологического действия			
	медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования			
	93/42/ЕЕС Директива по медицинскому оборудованию			
Ультразвук				
Ультразвук				
	контрольного оборудования BS EN 61157:2007 Ультразвуковое медицинское диагностическое			
	оборудование. Стандартные средства для представления отчета об			
D	акустической мощности			
Электромагнитная	IEC 60601-1, подпункт 36, IEC / IEC60601-1-2:2001+A1:2004			
совместимость				
	Электромагнитная совместимость — Требования и тестирование			
	IEC61000-3-2:2006 Гармоничное излучение Издание 3.0			
	IEC61000-3-3:2005 Колебания напряжения / Пульсирующее излучение			
	Издание 1.2			
9	IEC61000-4-2:2001 Электростатический разряд Издание 1.2			
	IEC61000-4-3:2006 Электромагнитное поле излучаемых радиоволн Издание			
	2.1			
	IEC61000-4-4:2004 Наносекундные импульсные помехи Издание 2.0			
	IEC61000-4-5:2005 Пульсирующий ток Издание 2.0			
	IEC61000-4-6:2004 Кондуктивные помехи, вызванные радиочастотным			
19 MONJYLER	полем Издание 2.1			
	ІЕС61000-4-8:2001 Магнитное поле промышленной частоты (50/60Гц			
	Издание 1.1			
	IEC61000-4-11:2004 Понижения напряжения, короткие перерывы и			
	перепады напряжения во вводной проводке электроснабжения Издание 2.0			
	CISPR 11 (EN55011) Радиоизлучение Группа 1, Класс В			
Обозначение	EN1041:1998 Общие требования к информации изготовителя			
3	сопровождающей медицинские изделия			
Маркировка	IEC /TR60878:2003 Обозначения графические для медицинского			
0	электрооборудования			
0	EN980:2003 Графические символы для маркировки медицинских изделий			
5	ISO7000:2004			
5	Графические символы, наносимые на оборудование. Перечень и сводная			
	таблица			

Заявление изготовителя



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для наилучшей производительности и точности изделия необходимо использовать только принадлежности, рекомендованные компанией «Mediana». Использовать принадлежности необходимо в соответствии с указаниями изготовителя и правилами Вашего учреждения. Использование принадлежностей, датчиков и кабелей, не указанных в инструкциях, может привести к повышенному излучения и/или снижению помехоустойчивости изделия FM20

Аппарат FM20 предназначен для использования в электромагнитном окружении, описанном ниже. Покупатель или пользователь аппарата FM20 должен обеспечить его использование в таком окружении.

1. Руководство и заявление изготовителя – Электромагнитное излучение

Проверка на излучение	Соответствие	Электромагнитная среда - руководство
Радиочастотное излучение CISPR 11	Группа 1	Аппарат FM20 использует энергию радиоволн для своей внутренней функции. Поэтому его радиочастотное излучение очень низкое и не вызывает помех в окружающем электронном оборудовании.
Радиочастотное излучение CISPR 11	Класс «В»	осорудовини.
Гармоническое излучение IEC 61000-3-2	Класс «А»	
Колебания напряжения / пульсирующее излучение	Соответствует	04
IEC 61000-3-3		2

2. Руководство и заявление изготовителя – Защита от электромагнитных полей

Испытание на помехоустойчивос ть	Контрольный уровень стандарта IEC 60601	Уровень соответствия требованиям помехоустойчив ости	Электромагнитная среда - руководство
			ном окружении, описанном ниже.
Покупатель или поль окружении.	зователь аппарата І	FM20 должен обеспеч	ить его использование в таком
Электростатический заряд (ЭСД) IEC 61000-4-2	При контакте ±6 кВ В воздухе ±8кВ	При контакте ±6 кВ В воздухе ±8 кВ	Пол должен быть деревянным, бетонным или из керамической плитки. Если пол покрыт синтетическим материалом, относительная влажность должна быть как минимум 30%.
Кратковременный выброс напряжения / пробой	±2 кВ для линий питания ±1 кВ для линий	±2 кВ для линий питания	Качество источника питания должно соответствовать типовой промышленной и/или

P/N: OPM (FM20) EN

www.mediana.co.kr

Rev. 00 (2009.07.01)

IEC 61000-4-4	ввода/вывода		больничной среде.
Перенапряжение	±1 кВ в дифференц.	±1 кВ в дифференц.	Качество источника питания
IEC 61000-4-5	режиме	режиме	должно соответствовать
	±2 кВ в общем	±2 кВ в общем	типовой промышленной и/или
	режиме	режиме	больничной среде.
Понижения	<5%UT	<5 % UT	Качество источника питания
напряжения, краткие	(>95 % понижение	(>95 % понижение	должно соответствовать
трерывания и солебания	UT) для 0,5 цикла	UT) для 0,5 цикла	типовой промышленной и/или больничной среде. Если
напряжения на	для 0,5 цикла	для 0,5 цикла	пользователь усилителя
источнике питания	40% UT	40 % UT	изображения FM20 требует
EC 61000-4-11	(60 % понижение	(60 % понижение	непрерывной работы при
LEC 01000 1 11	UT)	UT)	перебое питания,
	для 5 циклов	для 5 циклов	рекомендуется питать
	And a Minerop	для з циклов	усилитель изображения FM20
	70% UT	70 % UT	от ИБП или батарей.
	(30 % понижение	(30 % понижение	Charles and curapen.
	UT)	UT)	9
	для 25 циклов	для 25 циклов	
	<5%UT	<5 % UT	
	(95 % понижение	(95 % понижение	
	ÙT)	ÙT)	
	на 5 секунд	на 5 секунд	
Магнитное поле	3 A/M	3 A/M	Может потребоваться
промышленной		Q'	установить монитор F12
частоты (50/60 Гц)			подальше от источников
EC 61000-4-8		(2)	магнитного поля
	2		промышленной частоты или
	5 -	0	установить магнитное
			экранирование. Необходимо
			измерять магнитное поле
		2	промышленной частоты в
O			месте, определенном для
T.		3	установки системы, для
		16	проверки низкого значения
5			поля.
Тримечание: U _T -	напряжение исто	чника переменного	тока перед использование

тестового уровня.

3. Руководство и заявление изготовителя – Защита от электромагнитных полей

Испытание на помехоустойчивость	Контрольный уровень стандарта IEC 60601	Уровень соответствия требованиям помехоустойч ивости	Электромагнитная среда - руководство
	упатель или поль:		тромагнитном окружении, а FM20 должен обеспечить
Наведённые радиопомехи IEC 61000-4-6	Среднеквадрат ическое напряжение 3 от 150 кГц до	Среднеквадрат ическое напряжение 3 от 150 кГц до	Переносная и мобильная радиочастотная аппаратура передачи

P/N: OPM (FM20) EN

www.mediana.co.kr

Rev. 00 (2009.07.01)

		80 МГц	80 МГц	данных должна использоваться не ближе к какой-либо части FM20, включая шнуры, чем рекомендованный пространственный разнос, рассчитанный с помощью уравнения, применимого для частоты датчика. Предложить пространственный
		, , ,		разнос
1	Излучаемые радиопомехи IEC 61000-4-3	3 В/м От 80 МГц до 800 МГц	3 В/м От 80 МГц до 2.5 ГГц	$d = [3,5 \ / \ V_1] \ \sqrt{p}$ $d = [3,5 \ / \ E_1] \ \sqrt{p} \ \text{от } 80$ МГц до $800 \ \text{МГц}$
		3 В/м От 800 МГц до 2.5 ГГц	3 В/м	$d = [7 / E_1] \sqrt{p}$ от 800 МГц до 2.5 ГГц, где P – максимальная
	ф софициа	SABDAJISHOW CAUKESI Z	WWW. 1052-4	номинальная выходная мощность датчика в ваттах (Вт) согласно производителю датчика, а <i>d</i> - рекомендованный пространственный разнос в метрах (м). Напряженность поля от установленных радиочастотных датчиков, как определено электромагнитным исследованием помещения, а должна быть меньше, чем уровень соответствия требованиям помехоустойчивости в каждом диапазоне частот. Помехи могут возникать поблизости оборудования, маркированного (символом:

P/N: OPM (FM20) EN

www.mediana.co.kr

Rev. 00 (2009.07.01)

Примечание: При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частоты.

Примечание: Эти руководства могут не применяться в отдельных ситуациях. На распространение электромагнитных волн может влиять поглощающая и отражающая способность от структур, объектов и людей.

 $^{^{\}rm b}$ Свыше частотного диапазона от 150 кГц до 80 МГц, напряженность поля должна быть менее [V1] В/м



P/N: OPM (FM20) EN

www.mediana.co.kr Rev. 00 (2009.07.01)

^а Нельзя теоретически точно прогнозировать напряженность поля от стационарных передатчиков, таких как центральные станции для радио (сотовых/беспроводных радио) телефонов и радиосвязи с подвижными наземными объектами, АМ и ЧМ радиовещания, и телевещания. Чтобы определить электромагнитную среду при наличии датчиков сигналов, нужно рассмотреть вариант электромагнитного исследования помещения. Если измеряемая напряженность поля в месте, где используется FM20, превышает допустимый уровень соответствия радиочастоты (смотреть выше), FM20 необходимо проверить на нормальное эксплуатационное состояние. Если прослеживается нарушение эксплуатационного состояния, могут быть необходимыми дополнительные меры, такие как переориентация или перемещение FM20.

4. Рекомендованные пространственные разносы между переносной и мобильной радиочастотной аппаратурой передачи данных и FM20

Рекомендованные пространственные разносы между переносной и мобильной радиочастотной аппаратурой передачи данных и FM20

Аппарат FM20 предназначен для использования в электромагнитном окружении, в котором контролируются помехи излучаемых радиоволн. Покупатель или пользователь FM20 может предотвратить внутренние радиономехи, установив минимальное расстояние между переносной и мобильной радиочастотной аппаратурой передачи данных (датчиками) и аппаратом FM20, как рекомендовано ниже, в соответствии с максимальной номинальной выходной мощностью аппаратуры передачи данных.

Максимальная номинальная	Пространственный разнос в соответствии с частотой датчика [м]				
выходная мощность датчика [Вт]	Om 150 κΓ μ δο ΜΓ μ $d = [3,5/V_1] \sqrt{p}$	Om 80 MΓų δο 800 MΓų $d = [3,5/E_1] \sqrt{p}$	Om 800 MΓų δο 2.5ΓΓų $d = [7/E_I] \sqrt{p}$		
0.01	0.12	0.11	0.23		
0.1	0.37	0.36	0.73		
1	1.17	1.16	2.33		
10	3.69	3.68	7.37		
100	11.66	11.66	23.33		

Для датчиков, максимальная номинальная выходная мощность которых не указана выше, рекомендованный пространственный разнос d в метрах (м) можно оценить, используя уравнение, применимое для частоты датчика, где P — это максимальная номинальная выходная мощность датчика в ваттах (Вт) согласно производителю датчика.

Примечание: При 80 МГц и 800 МГц, применяется пространственный разнос более высокого диапазона частот

Примечание: Данные руководства могут не применяться в отдельных ситуациях. На распространение электромагнитных волн может влиять поглощающая и отражающая способность от структур, объектов и людей.

5. Помехоустойчивость и уровень соответствия

Испытание на помехоустойчив ость	Контрольный уровень стандарта IEC 60601	Фактический уровень помехоустойчивости	Уровень соответствия требо- ваниям помехоустойчивост и
Наведённые радиопомехи IEC 61000-4-6	От 150 кГц до 80 МГц	Среднеквадратическое напряжение 3	Среднеквадратичес кое напряжение 3
Излучаемые радиопомехи IEC 61000-4-3	От 80 МГц до 2.5 ГГц	3 B/M	3 В/м

6. Руководство и заявление изготовителя – Защита от электромагнитных полей

Испытание на помехоустойчи вость	Контрольный уровень стандарта IEC	Уровень соответствия требованиям	Электромагнитная среда - руководство
	60601	помехоустойч	#

Аппарат FM20 предназначен для использования в электромагнитном окружении, описанном ниже. Покупатель или пользователь аппарата FM20 должен обеспечить

его использование в таком окружении.

сто использование в таком окружении.			
Наведённые	Среднеквадра	Среднеквадра	Аппарат F10 должен
радиоволны	тическое	тическое	использоваться только в
IEC 61000-4-6	напряжение 3	напряжение 3	экранированных местах с
	От 150 кГц до	От 150 кГц до	минимальной эффективностью
	80 МГц	80 МГц	экранирования помех для
	TO TO		каждого кабеля, входящего в
	O		экранированное место.
	.0		Напряженность поля от
			стационарных излучателей
Излучаемые			помех снаружи экранированного
радиоволны	3 B/M	3 B/M	места, определенная при
IEC 61000-4-3	От 80 МГц до	От 80 МГц до	исследовании его, должна быть
	800 МГц	2.5 ГГц	меньше 3 В/м. ^а
	20	į į	Помехи могут возникать вблизи
	3 B/M	3 В/м	оборудования, маркированного
	От 800 МГц	0	символом:
	до 2.5 ГГц	G	((1:1))
	-	10	W

Примечание: Данные руководства могут не применяться в отдельных ситуациях. На распространение электромагнитных воли может влиять поглощающая и отражающая способность от структур, объектов и людей.

Примечание: Важно, чтобы фактическая радиочастотная защита и затухание фильтра экранированного места были проверены на соответствие минимальным требованиям спецификации.

Нельзя теоретически точно прогнозировать напряженность поля от стационарных передатчиков, таких как центральные станции для радио (сотовых/беспроводных радио) телефонов и радиосвязи с подвижными наземными объектами, АМ и ЧМ радиовещания, и телевещания. Чтобы определить электромагнитную среду при наличии датчиков сигналов, нужно рассмотреть вариант электромагнитного исследования помещения. Если измеряемая напряженность поля в месте, где используется FM20, превышает 3В / м, аппарат FM20 необходимо проверить на нормальное эксплуатационное состояние. Если прослеживается нарушение эксплуатационного состояния, могут быть необходимыми дополнительные меры, такие как переориентация или перемещение FM20 или использование экранированного места с более высокой эффективностью радиочастотной защиты и затухание фильтра.

Глава 11 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1 Самотестирование

Монитор выполняет самотестирование каждый раз, когда аппарат включается.

- 1. Убедитесь, что электропитание монитора подключено правильно.
- 2. Проверьте записывающее устройство на наличие бумаги и открыт ли лоток.
- 3. Подсоедините датчики к монитору.
- 4. Включите монитор.

Проверьте, чтобы к монитору было правильно подключено питание, и он отображал главный мониторинговый экран. Если происходит ошибка, на мониторе появится сообщение об ошибке. В таком случае аппарат нельзя использовать.

Проверьте, чтобы записывающее устройство подавало бумагу, и при подключенном питании контрольный образец был напечатан правильно. В противном случае монитор не используйте.

11.2 Тестирование ультразвуковых датчиков

Чтобы протестировать ультразвуковой датчик:

- 1. Правильно подключите датчик к задней части монитора.
- 2. Включите монитор.
- 3. Настройте громкость динамика до уровня слышимости.
- 4. Держите датчик одной рукой и прикоснитесь к передней части датчика другой рукой. Из монитора должен исходить звук прикасания.

Датчик работает правильно, если вы слышите звук из динамика. Если звук не слышен или пока не будет выявлена и устранена настоящая причина поломки, не используйте датчик.

11.3 Тестирование токотонометрического датчика

Чтобы протестировать токотонометрический датчик:

- 1. Правильно подсоедините датчик к задней части монитора.
- 2. Включите монитор.
- 3. Медленно надавливайте на кнопку, которая находится в центре передней части датчика.

Дисплей и распечатка должны отобразить изменение в давлении, если датчик работает правильно. Если этого не происходит, не используйте его.

11.4 Утилизация и удаление использованных батарей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда вы утилизируете внутреннюю никельметаллогидридную батарею, следуйте всем применимым законам, в том числе закону об утилизации. Не допускайте хранения батареи при температуре свыше 140°F. При контакте одежды или кожи с содержимым батареи немедленно промойте одежду или кожу большим количеством воды.

11.5 Обслуживание

Монитор FM20 и его вспомогательное оборудование не требуют периодического тарирования или настройки. Рекомендовано раз в год проводить испытание высоким напряжением и испытание на герметичность.

Гарантия на изделие

Название продукта		Мониторы для наблюдения за состоянием плода	
Название модели		FM20	
Номер утверждения			
Дата утверждения		08	
Серийный номер			
Срок действия гарантии		2 года (Исключая опробование)	
Дата покупки		O	
Покупатель	Больница:		
	Адрес:	8	
	Имя:	Q	
	Телефон:	0	
Торговое агентство		000	
Изготовитель		«Mediana Corporation», Ltd.	

- ❖ Спасибо за покупку FM20.
- ❖ Этот продукт изготовлен и прошел строгий контроль качества и проверку.
- ❖ Система возмещения относительно ремонта, замены, возврата суммы денег за продукт соответствует «Закону об охране потребительских прав», указанному планово-экономическим отделом.

Номера телефона и факса сервисной службы

Телефон: +82 33 742 5400 Факс: +82 33 742 5498

Wonju Medical Industry Park, 1650-1 Donghwa-ri, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, Корея

www.mediana.co.kr

Название модели: FM20

ОБЩЕС "Компания "Интермедсервис" ЗАО "Компания Интермедсервис" Руково итель отдела сертификации и лущензирования Чекова Е.С.