


ОМ-ДЕЛЬТА

стол общехирургический (101.600)

- общехирургический операционный стол с электрогидравлической регулировкой
- возможность взаимодействия с системой интегрированной операционной по интерфейсам bluetooth, RS485 и др.
- позиция «нулевого положения панели стола»

применяется совместно с комплектами КПП:

	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13		15	16
17	18			21	22		
25	26	27	28	29	30	31	32



Безопасная рабочая нагрузка 250 кг
 Масса стола 290 кг

Механический излом спинной секции (опция)

