

МЕДИН-САФИС


характеристики исполнений рентгенохирургических столов

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Функциональные регулировки	Регулировка высоты столешницы стола
	Продольный наклон столешницы стола
	Боковой наклон столешницы стола
	Поперечное перемещение столешницы стола
	Продольное перемещение столешницы стола
	Регулировка положения спинки
Параметры	Высота стола в верхнем положении (без матраса), мм
	Высота стола в нижнем положении (без матраса), мм
	Продольный наклон в головную сторону (положение по Тренделенбургу), град
	Продольный наклон в ножную сторону (положение по анти-Тренделенбургу), град
	Боковой наклон вправо, град
	Боковой наклон влево, град
	Продольное перемещение столешницы стола, мм, не менее
	Поперечное перемещение столешницы стола, мм, не менее
	Безопасная рабочая нагрузка, кг
Столешница	Материал столешницы стола
	Длина столешницы стола, мм
	Ширина столешницы стола, мм
	Ширина стола по рейкам, мм
	Коэффициент поглощения столешницы (Al), мм
	Рентгенопрозрачная зона неограниченной обзорности (360 град), мм
	Рентгенопрозрачная зона с ограниченным углом (90 град) обзорности, мм
Органы управления	Пульт управления основной
	Пульт управления вспомогательный
	Дополнительный пульт управления педальный
	Дополнительное управление перемещениями по X-Y
Электро питание	От сети питания
	От АК батареи
	Питающее напряжение приводов

МЕДИН-САФИС 101.800	МЕДИН-САФИС 02 101.802	МЕДИН-САФИС 03 101.803
электропривод	электропривод	электропривод
электропривод	электропривод	электропривод
электропривод	электропривод	электропривод
электропривод	нет	электропривод
электропривод	нет	электропривод
нет	нет	вручную
1090±20	1090±20	1090±20
790±20	790±20	790±20
23±2	23±2	23±2
23±2	23±2	23±2
18±2	18±2	18±2
18±2	18±2	18±2
400	нет	400
200	нет	200
220	220	220
карbon	карbon	конструкционный пластик
2100±50	2100±50	1950±50 (с удлинителем)
580±10	580±10	540±10
630±10	630±10	590±10
менее 0,8	менее 0,8	не менее 1,5
1150±50	1450±50	
1520±50	1520±50	400x500
есть	есть	есть
есть	есть	есть
принадлежность	принадлежность	есть
параметрический джойстик	нет	параметрический джойстик
есть	есть	есть
есть	есть	есть
24 V DC	24 V DC	24 V DC



МЕДИН-САФИС



МЕДИН-САФИС 02



МЕДИН-САФИС 03