



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 апреля 2017 года № ФСЗ 2009/04128

На медицинское изделие
Аппарат наркозный Venar с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"ХИРАНА, а.с.", Словацкая Республика,
CHIRANA, a.s., Namestie Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 StaraTura,
Slovak Republic

Производитель
"ХИРАНА, а.с.", Словацкая Республика,
CHIRANA, a.s., Namestie Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 StaraTura,
Slovak Republic

Место производства медицинского изделия
CHIRANA, a.s., Namestie Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 StaraTura,
Slovak Republic

Номер регистрационного досье № РД-16398/81246 от 15.03.2017

Вид медицинского изделия 276070

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4460

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 04 апреля 2017 года № 2881
допущено к обращению на территории Российской Федерации
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0031273

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 апреля 2017 года

№ ФСЗ 2009/04128

Лист 1

На медицинское изделие

Аппарат наркозный Venar с принадлежностями:

Исполнения: Venar Media, Venar Libera Screen, Venar Omega Screen.

Принадлежности:

- вентилятор Venar;
- мех дыхательный Media;
- плата управления, регулирования, печатная, IRS-232;
- ротаметр электронный EFA, трехтрубный 3Т;
- вентилометр SpiroDat;
- испаритель Penlon;
- контур дыхательный взрослый и детский: держатель, обогрев контура, набор плангов, Y-, P-, T- соединения, уплотнительные O-кольца;
- модуль газоанализа AGGAS с магистралью отбора газа;
- анализатор кислорода MX-300-I;
- датчик кислородный MOX;
- монитор Anemon;
- монитор дыхательных функций дублирующий с держателем;
- датчик D-Lite;
- датчик Pedi-Lite;
- поглотитель;
- газоотсасывающее устройство ECONAR;
- фильтр UNI;
- мембрана;
- струйный отсасыватель;
- аккумулятор.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0035114