



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 13:56 25.09.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 194112;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 18286;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: ФСЗ 2009/04543 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02934645);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 15.06.2009;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 17.12.2025;
7. Период действия версии: с 17.12.2025;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Фороптор автоматический HDR 7000 с принадлежностями
Принадлежности:
 1. Пульт управления.
 2. Распределительная коробка.
 3. Упор для лба.
 4. Слайд ближней точки.
 5. Стержень ближней точки.
 6. Щитки - 4 шт.
 7. Пылезащитный кожух.
 8. Интерфейсный кабель (24-штырьковый, DVI).
 9. Нарезной болт - 2 шт.
 10. Заглушка болта – 2 шт.
 11. Термопринтер.

12. Дополнительная бумага для принтера - 3 рулона.
13. Интерфейсный кабель (15-пиновый, D-SUB).
14. Интерфейсный кабель (4-пиновый, CAN).
15. Терминатор.
16. Запасной предохранитель - 2 шт.
17. Кабель питания.
18. Адаптер питания.
19. Интерфейсный кабель (9-пиновый, D-SUB).
20. Преобразовательная коробка типа RK для подключения к рефракто/кератометру.
21. Преобразовательная коробка типа LM для подключения к линзметру.
22. Преобразовательная коробка типа PC для подключения к ПК.
23. Программное обеспечение на диске.
24. Плата управления дисками.
25. Соединительный кабель.
26. Коммутационная плата.
27. Руководство пользователя.
28. Карточки быстрой помощи (2 листа).

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКСИОН";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 127422, Г.Москва, УЛ. ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Д. 1, ПОМЕЩ. I КОМН. 2Б;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 127422, Г.Москва, УЛ. ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Д. 1, ПОМЕЩ. I КОМН. 2Б;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Huvitz Co., Ltd. (Хувитц Ко., Лтд.);

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, Republic of Korea;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, Republic of Korea;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Корея, Республика;

17. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.119;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2a;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Офтальмологический электрический прибор, используемый для определения значения рефракции и бинокулярных функций с целью подбора очков для пациента, работающий под управлением компьютера.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 341980;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Huvitz Co., Ltd. (Хувитц Ко., Лтд.), 38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, Republic of Korea;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
341980	Фороптор автоматический HDR 7000

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

