



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2019 года № РЗН 2016/4233

На медицинское изделие

**Кресла-кровати акушерские модульной конструкции серии OPTIMA
с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Лойер Ой", Финляндия,

Lojer Oy, Putajantie 42, 38210 Sastamala, Finland

Производитель

"Лойер Ой", Финляндия,

Lojer Oy, Putajantie 42, 38210 Sastamala, Finland

Место производства медицинского изделия

Lojer Oy, Putajantie 42, 38210 Sastamala, Finland

Номер регистрационного досье № РД-28140/36381 от 12.07.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.30.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 31 июля 2019 года № 5688

допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0043731

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 июля 2019 года

№ РЗН 2016/4233

Лист 1

На медицинское изделие

**Кресла-кровати акушерские модульной конструкции серии OPTIMA
с принадлежностями:**

варианты исполнения: 100000009, 100000011, 100000012:

- 3-х секционные;
- с регулировкой спинной секции;
- с регулировкой Тренделенбург;
- регулируемые по высоте;
- с пневматическим, гидравлическим или электрическим приводом;
- с опорами для ног пациента;
- с фиксаторами опор для колен;
- с опорами для ног медперсонала;
- с подкладным судном из нержавеющей стали;
- на колесах с системой центрального тормоза.

Дополнительные принадлежности:

1. Боковые ограждения (пара).
2. Головной торец.
3. Замки в комплекте с опорами и принадлежностями.
4. Комплект матрацев без гинекологического отверстия.
5. Комплект матрацев с гинекологическим отверстием.
6. Корзина для комплектов матрацев.
7. Матрац для ножной секции.
8. Опорная дуга для роженицы.
9. Опоры для колен (пара).
10. Специальные колеса - 4 шт.
11. Стойки для переливания (одна или две).
12. Устройство для приподнятия пациента.

7

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0058713