



Гинекологическое кресло КГМ-4П





ООО «Мединдустрия Сервис» - лидер в области инновационных разработок и производства оборудования для всех областей хирургии. Высокое качество, надежность и доступность - проверенные временем ценности, которым привержена торговая марка МЕДИН.

Мы разрабатываем и воплощаем в жизнь как проверенные временем, так и новые технические идеи, направленные на обеспечение высокого качества труда персонала в учреждениях здравоохранения и повышение уровня медицинского обслуживания.

Идеальное сочетание функциональности,
эргономики и современного дизайна





Функциональность

КГМ-4П имеет 4 привода, которые обеспечивают широкий диапазон регулировок положений кресла

Эргономика

Сиденье, система поддержки ног и подголовник, обеспечивают пациенту комфортное, правильное положение во время обследования

Простота использования

Кресло управляется простым нажатием кнопки на ручном пульте управления или блоке педального управления



Экономия времени

Программируются четыре наиболее распространенные положения кресла, которые активируются нажатием одной кнопки пульта

Прочность

КГМ-4П изготовлено из материалов высочайшего качества.
Безопасная рабочая нагрузка 200 кг

Позиционирование

Исходное положение, изменение высоты, наклонов сиденья и спинки, положения упоров для рук с держателями стоп, положение «стол»





Положение «стол»

КГМ-4П можно использовать для проведения процедур в положениях пациента сидя и лежа.





Кресло с электрорегулировкой создано специально для гинекологических процедур и обследований.

Низкая исходная высота кресла и упоры для рук с держателями стоп, которые имеют возможность разворачиваться в сторону спинки, освобождая место и облегчая посадку пациента, делают кресло удобным и безопасным при использовании людьми с ограниченными возможностями



- Управление креслом одним нажатием кнопки
- Можно сохранить до 4 различных позиций, которые активируются одним нажатием кнопки
- Плавная смена положений, без резких рывков

Пульт управления ручной



Блок управления педальный

Возможность управления креслом без помощи рук



40°

Наклон упоров для рук
с держателями стоп



Угол наклона сиденья



1100 мм

Самое высокое положение
с наклоном сиденья



560...900 мм


Диапазон регулировки высоты
без наклона сиденья



Угол наклона спинки



Положение Тренделенбурга



180°

Область движения упоров
для рук с держателями стоп

Принадлежности



Упоры для рук
с держателями ног
по Гепелю



Столик
для инъекций



Емкость с дренажной
системой




Светильник
смотровой



Чехол для держателя
ноги по Гепелю



Держатель
кольпоскопа




Секция ножная
легкая



Блок управления
педальный
беспроводной



Пульт управления
ручной беспроводной



Секция ножная



Подставка-ступенька



Штатив
для вливаний



Ограждения боковые



Светодиодная подсветка КОЛОННЫ

Включается от ручного
пульта или от педального
блока

Простое и понятное управление
подсветкой при помощи приложения



duoCo Strip



Ссылка на скачивание приложения duoCo Strip



Мягкий пенополиуретан
с чехлами из винилискожи

Цветовая карта





ООО «МЕДИНДУСТРИЯ СЕРВИС»

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

тел./факс: (+375 17) 543 19 21, 543 19 22

e-mail: med@medin.by

www.medin.by

Данная брошюра является рекламным материалом.
Производитель оставляет за собой право внесения
изменений с целью совершенствования
конструкции изделий.

