



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2024 года № РЗН 2024/23256

На медицинское изделие

Кресло терапевтическое медицинское "Элида" по ТУ 32.50.30-003-01827842-2023

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Моснейро" (ООО "Моснейро"),
Россия, 115114, Москва, наб. Даниловская, д. 4А, офис 7**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Моснейро" (ООО "Моснейро"),
Россия, 115114, Москва, наб. Даниловская, д. 4А, офис 7**

Место производства медицинского изделия

**ООО "Моснейро", Россия, 153015, Ивановская область, г. Иваново,
пер. Торфяной, д. 67Б**

Номер регистрационного досье № РД-63072/43532 от 03.06.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.30.111**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 01 августа 2024 года № _____
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0073632

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 августа 2024 года № РЗН 2024/23256

Лист 1

На медицинское изделие

Кресло терапевтическое медицинское "Элпида" по ТУ 32.50.30-003-01827842-2023,
варианты исполнения:

1. Кресло терапевтическое медицинское «Элпида - 1», в составе:

- 1.1. База кресла с 2-мя электроприводами - 1 шт.
- 1.2. Спинка кресла мягкая - 1 шт.
- 1.3. Подголовник мягкий - 1 шт.
- 1.4. Подлокотник левый мягкий - 1 шт.
- 1.5. Подлокотник правый мягкий - 1 шт.
- 1.6. Сидение кресла мягкое - 1 шт.
- 1.7. Элемент ног мягкий - 1 шт.
- 1.8. Подножка мягкая - 1 шт.
- 1.9. Блок управления - 1 шт.
- 1.10. Кабель питания - 1 шт.
- 1.11. Пульт управления ручной - 1 шт.
- 1.12. Колеса со стопором - 4 шт.
- 1.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Кресло терапевтическое медицинское «Элпида - 2», в составе:

- 2.1. База кресла с 3-мя электроприводами - 1 шт.
- 2.2. Спинка кресла мягкая - 1 шт.
- 2.3. Подголовник мягкий - 1 шт.
- 2.4. Подлокотник левый мягкий - 1 шт.
- 2.5. Подлокотник правый мягкий - 1 шт.
- 2.6. Сидение кресла мягкое - 1 шт.
- 2.7. Элемент ног мягкий - 1 шт.
- 2.8. Подножка мягкая - 1 шт.
- 2.9. Блок управления - 1 шт.
- 2.10. Кабель питания - 1 шт.
- 2.11. Пульт управления ручной - 1 шт.
- 2.12. Колеса со стопором - 4 шт.
- 2.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Кресло терапевтическое медицинское «Элпида - 3», в составе:

- 3.1. База кресла с 4-мя электроприводами - 1 шт.
- 3.2. Спинка кресла мягкая - 1 шт.
- 3.3. Подголовник мягкий - 1 шт.
- 3.4. Подлокотник левый мягкий - 1 шт.
- 3.5. Подлокотник правый мягкий - 1 шт.
- 3.6. Сидение кресла мягкое - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0148664

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 августа 2024 года № РЗН 2024/23256

Лист 2

- 3.7. Элемент ног мягкий - 1 шт.
- 3.8. Подножка мягкая - 1 шт.
- 3.9. Блок управления - 1 шт.
- 3.10. Кабель питания - 1 шт.
- 3.11. Пульт управления ручной - 1 шт.
- 3.12. Колеса со стопором - 4 шт.
- 3.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 4. Кресло терапевтическое медицинское «Элпида - 4», в составе:
 - 4.1. База кресла с 2-мя электроприводами - 1 шт.
 - 4.2. Спинка кресла мягкая - 1 шт.
 - 4.3. Подголовник мягкий - 1 шт.
 - 4.4. Подлокотник левый мягкий - 1 шт.
 - 4.5. Подлокотник правый мягкий - 1 шт.
 - 4.6. Сидение кресла мягкое - 1 шт.
 - 4.7. Элемент ног мягкий - 1 шт.
 - 4.8. Подножка мягкая - 1 шт.
 - 4.9. Блок управления - 1 шт.
 - 4.10. Кабель питания - 1 шт.
 - 4.11. Пульт управления ручной - 1 шт.
 - 4.12. Колеса со стопором - 4 шт.
 - 4.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 5. Кресло терапевтическое медицинское «Элпида - 5», в составе:
 - 5.1. База кресла с 2-мя электроприводами - 1 шт.
 - 5.2. Спинка кресла мягкая - 1 шт.
 - 5.3. Подголовник мягкий - 1 шт.
 - 5.4. Подлокотник левый мягкий - 1 шт.
 - 5.5. Подлокотник правый мягкий - 1 шт.
 - 5.6. Сидение кресла мягкое - 1 шт.
 - 5.7. Элемент ног мягкий - 1 шт.
 - 5.8. Подножка мягкая - 1 шт.
 - 5.9. Блок управления - 1 шт.
 - 5.10. Кабель питания - 1 шт.
 - 5.11. Пульт управления ручной - 1 шт.
 - 5.12. Колеса со стопором - 4 шт.
 - 5.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0148660