



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 марта 2009 года № ФСР 2009/04483

На медицинское изделие
Кольпоскоп КС-02 по ТУ 9442-042-27482286-2009

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Открытое акционерное общество "Оптимер" (ОАО "Оптимер"),
Россия, 195221, Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д. 96

Производитель
Открытое акционерное общество "Оптимер" (ОАО "Оптимер"),
Россия, 195221, Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д. 96

Место производства медицинского изделия
ОАО "Оптимер", Россия, 195221, Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д. 96

Номер регистрационного досье № 6965 от 12.02.2009

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4210

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 17 марта 2009 года № 1978-143/09
и приказом от 14 октября 2016 года № 1220-16/016
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0025411

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 марта 2009 года

№ ФСР 2009/04483

Лист 1

На медицинское изделие

Кольпоскоп КС-02 по ТУ 9442-042-27482286-2009:

В составе:

- головка оптическая;
- видеоголовка;
- головка оптическая ZOOM с плавной сменой увеличения;
- основание;
- стойка;
- рама шарнирная;
- штанга;
- штатив;
- блок аппаратный;
- просмотровое устройство;
- кабель для передачи света длиной 1300 мм;
- кабель для передачи света длиной 1800 мм;
- осветитель ОС-150-01-М;
- осветитель;
- осветитель малогабаритный светодиодный;
- блок питания;
- фотокомплекс цифровой КС-01-ЦФ;
- комплекс телевизионный КС-02-ТВ;
- лампа HLX 64634 EFR 15V 150W, производства фирмы OSRAM (Германия);
- индикатор ТЛЗ-1-2 цоколь E10/13-1;
- вставка плавкая ВП1-1-2,0А;
- отвертка 7810-0966 3В 1 Н12Х;
- ключ Г-образный шестигранный 10;
- ключ Г-образный шестигранный 6;
- ключ Г-образный шестигранный 8;
- ремешок jss 150x3,5 черный, производства фирмы SORMAT (Финляндия);
- ремешок jss 300x4,8 черный, производства фирмы SORMAT (Финляндия).

Приказом от 14 октября 2016 года № 112/2016 отменено действие настоящего документа на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0027098