



**Выписка**  
**из Государственного реестра медицинских изделий и организаций**  
**(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и**  
**изготовление медицинских изделий, по состоянию на 14:35 10.09.2026 г.**

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 197644;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 139867;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2017/6062 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02921488);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 04.08.2017;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 23.03.2026;
7. Период действия версии: с 23.03.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Тонометр компьютеризированный офтальмологический бесконтактный СТ, с принадлежностями
  - I. Тонометр компьютеризированный офтальмологический бесконтактный СТ-1, в составе:
    1. Базовый блок СТ-1.
    2. Колпачок защитный для измерительного окошка.
    3. Кабель питания.
    4. Инструкция пользователя.
  - II. Тонометр компьютеризированный офтальмологический бесконтактный СТ- 1Р, в составе:
    1. Базовый блок СТ-1Р.
    2. Колпачок защитный для измерительного окошка.
    3. Кабель питания.
    4. Инструкция пользователя.
  - III. Тонометр компьютеризированный офтальмологический бесконтактный СТ-800, в составе:
    1. Базовый блок СТ-800.

2. Колпачок защитный для измерительного окошка.
3. Кабель питания.
4. Инструкция пользователя.

IV. Принадлежности:

1. Держатели салфеток пластиковые для упора подбородка - не более 10 шт.
2. Салфетки для упора для подбородка 500 шт. в 1 уп. - не более 10 уп.
3. Палочки для чистки сопла - 25 шт. в одной упаковке - не более 2 уп.
4. Кейс для принадлежностей.
5. Предохранители плавкие - 2 шт.
6. Кабель USB.
7. Салфетка для протирки оптики.
8. Термобумага для принтера - 2 рулона.
9. Груша резиновая для очистки оптики от пыли.
10. Контейнер для чистящей жидкости.
11. Чехол противопыльный.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ МЕДИКАЛ СИСТЕМС";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 109004, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, УЛ НИКОЛОЯМСКАЯ, Д. 40, СТР. 1, ПОМЕЩ. I, КОМ. 8 (ЭТАЖ 5);

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 109004, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, УЛ НИКОЛОЯМСКАЯ, Д. 40, СТР. 1, ПОМЕЩ. I, КОМ. 8 (ЭТАЖ 5);

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Topcon Corporation (Топкон Корпорейшен);

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 75-1, Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8580, Japan;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 75-1, Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8580, Japan;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Япония;

17. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.119;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством

здравоохранения Российской Федерации: 2а;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Компьютерный тонометр предназначен для измерения внутриглазного давления, бесконтактным способом, в основе которого лежит уплощение роговицы потоком воздуха, Данный прибор используется для диагностических целей.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 172460;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: 1. Topcon Corporation (Топкон Корпорейшен), 75-1, Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8580, Japan. 2. Topcon Yamagata Co., Ltd., 547 Aza Ishida Oaza Urushiyama, Yamagata-shi, Yamagata-ken, 990-2196, Japan;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

| Код вида | Наименование модели                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 172460   | I. Тонометр компьютеризированный офтальмологический бесконтактный СТ-1     |
| 172460   | II. Тонометр компьютеризированный офтальмологический бесконтактный СТ- 1Р  |
| 172460   | III. Тонометр компьютеризированный офтальмологический бесконтактный СТ-800 |

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11