ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ ФСЗ 2007/00397

от 10 апреля 2017 года

На медицинское изделие
Пахиметр, моделей PachPen, AccuPach V с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Медико-Техническое Объединение "Стормовъ" (ООО "МТО "Стормовъ"), Россия, 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 2/10

Производитель
"Аккутом, Инк.", США,
Accutome, Inc., 3222 Phoenixville Pike Malvern, PA 19355, USA

Место производства медицинского изделия
Accutome, Inc., 3222 Phoenixville Pike Malvern, PA 19355, USA

Номер регистрационного досье **№ РД-16738/1469 от 23.03.2017**

Вид медицинского изделия **127130**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 4240**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 10 апреля 2017 года № 3210
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Г.Ю. Павлюков**

0031445

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 апреля 2017 года **№ ФСЗ 2007/00397**

На медицинское изделие
Пахиметр, моделей PachPen, AccuPach V с принадлежностями:
1. Батарея литиевая 3.6В.
2. Кейс для транспортировки.
3. Кабель питания.
4. Ультразвуковой датчик 65 МГц.
5. Угловой ультразвуковой датчик 65Мгц.
6. Наконечник ультразвукового датчика.
7. Держатель для датчика.
8. Ножная педаль.
9. Вытяжной шнур.
10. Разъем RS232.
11. Разъем USB.
12. Салфетки - 1 упаковка.
13. Серийный кабель для подключения к принтеру.
14. Инструкция по эксплуатации.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0035182